

EMS Gesichtsmassagegerät

– 7 LED-Farben (Schwarz)

Mikro-Stimulation (EMS), Wärme und 7 LED-Lichtfarben – sichtbare Regeneration, Straffung und Revitalisierung für Gesicht & Hals.

Das **EMS Gesichtsmassagegerät in elegantem Schwarz** vereint fortschrittliche Mikro-Stimulation (EMS), angenehme Wärmefunktion und **7 therapeutische LED-Lichtfarben**, um die Haut in der Tiefe zu regenerieren, zu straffen und zu revitalisieren. Durch sanfte elektrische Impulse werden die Gesichtsmuskeln aktiviert, die Mikrozirkulation verbessert und die natürliche Kollagenproduktion angeregt.

Die Kombination aus Vibration, Lichtenergie und Wärme sorgt für ein spürbar frisches, vitales und geglättetes Hautbild. Ideal für die tägliche Anwendung im Gesicht und am Hals – für eine sichtbar **festere, ebenmäßigere und jugendlichere** Hautstruktur schon nach wenigen Wochen regelmäßiger Nutzung.



Produktabbildung (Schwarz)

LED-Energie und tägliche Anwendung

Jede der sieben Lichtfarben stimuliert unterschiedliche Ebenen der Hautregeneration und sorgt für sichtbare Ergebnisse bei regelmäßiger Anwendung.

Das Gerät nutzt **spektral präzises Licht**, um Zellenergie zu aktivieren, Entzündungen zu reduzieren und die natürliche Regenerationskraft der Haut zu fördern. Jede Farbe dringt in unterschiedliche Hautschichten ein und aktiviert dort gezielt Stoffwechsel- und Reparaturprozesse.

Die Behandlung wird als angenehm warm empfunden und kann bequem in die tägliche Pflegeroutine integriert werden – morgens zur Anregung, abends zur Entspannung und Regeneration. Empfohlene Dauer: **3–5 Minuten pro Zone, 4× wöchentlich**. Für optimale Ergebnisse: mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum anwenden.



Übersicht der 7 LED-Farben

7 LED-Farben und ihre Wirkung

Jede Lichtfarbe des **EMS Gesichtsmassagegeräts** adressiert ein spezifisches Hautbedürfnis. Nachfolgend sind Mechanismus, Ziel und Anwendung klar zusammengefasst.

Rotlicht (630 nm)

Steigert **ATP**, aktiviert **Fibroblasten** und die **Kollagensynthese**; fördert die Mikrozirkulation – für prallere, glattere Haut.

Anwendung: 3–5 Min/Zona, 4–5×/Woche; ideal nach Peptid-/Hyaluron-Serum.

Gelblicht (590 nm)

Beruhigt **Rötungen**, harmonisiert Gefäßreaktionen und bringt fahle Haut zum Strahlen; sanft zur empfindlichen Haut.

Anwendung: 3–5 Min, 3–5×/Woche; kombinierbar mit Barriereserum (Ceramide).

Blaulicht (415 nm)

Antibakteriell (u. a. gegen *C. acnes*), reduziert Entzündungsmediatoren – für klareres Hautbild bei Unreinheiten.

Anwendung: 2–3 Min punktuell/Zone, 3–4×/Woche; nicht direkt nach starken Peelings.

Violett (390 nm)

Kombiniert Rot-Regeneration & Blau-Klärung; unterstützt **Lymphabfluss** und mindert morgendliche Schwellungen.

Anwendung: 3–4 Min, 3×/Woche; ideal abends.

Grünlicht (525 nm)

Gleicht den Hautton aus, balanciert die **Melaninaktivität** und beruhigt reaktive Haut – für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.

Anwendung: 3–4 Min, 4×/Woche; synergistisch mit Vitamin C oder Niacinamid (morgens).

Cyan (490 nm)

Entzündungs- und **ödemdämpfend**; reduziert Spannungsgefühle & geschwollene Kapillaren – für ein entspanntes Hautgefühl.

Anwendung: 3–4 Min, 3–4×/Woche; gut nach Hitze/Screen-Tagen.

Weiß (Mix)

Breitband-Regeneration: aktiviert mehrere **Reparaturwege**, unterstützt die Gewebemöostase und verfeinert die Textur.

Anwendung: 4–6 Min gesichtsweit, 2–3×/Woche oder als „Finisher“.

Wesentliche Vorteile

7 LED-Farben	Zielgerichtete Wirkung für Anti-Aging, Klärung, Ausgleich und Regeneration
EMS-Mikrostimulation	Aktiviert die Gesichtsmuskulatur, unterstützt Kollagen & Elastizität
Wärmefunktion	ca. 45 ± 5 °C – fördert Mikrozirkulation & Wirkstoffaufnahme
Vibration & Sensor	Sanfte Massage; Auto-Aktiv bei Hautkontakt; Auto-Abschaltung
Tägliche Routine	3–5 Min pro Zone, 4× pro Woche; in Pflege mit Serum integrierbar

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Temperatur	45 ± 5 °C
Ladezeit	ca. 3 Stunden (USB)
Akku	Lithium-Ionen (integriert)
Gewicht	ca. 270 g
Abmessungen	16 × 13 × 5,7 cm
Automatik	Auto-Off bei Inaktivität (~1 Min)